



ポリリジン配合除菌・抗菌スプレー TOP NOBAC MIST

- エタノールによる強力除菌
- ϵ -ポリリジンの抗菌力で菌の増殖を抑制
- ϵ -ポリリジンとは必須アミノ酸L-リジンの低分子天然ホモポリマー
細菌などの表層に結合し、外膜を破壊

○アルコールによる強力除菌




○ポリリジン配合により抗菌力が長時間持続




抗菌性が持続!

スプレー噴霧、24時間乾燥後の抗菌性評価*



*75%エタノール、TOP NOBAC MISTをステンレスに対して噴霧し、24時間乾燥後に菌を接種



エタノール+ポリリジンの配合で持続性が大幅に向上

身の回りの除菌・抗菌に

